


Modell Slings

Handi-Hebetücher

Für jede Situation das optimale Hebetuch















- Durchdachte Lösungen für jeden Anwendungsfall
- Sehr bequeme Sitz- oder Liegehaltung mit- oder ohne Kopfstütze
- Weicher und gleichzeitig stabiler Halt
- Gesäß bleibt immer frei
- Als Voll-, Fallschirm- oder wasserdurchlässiges, rasch trocknendes Netzgewebe erhältlich
- In unterschiedlichen Maßen und als Maßanfertigung erhältlich

Hebehilfen für Menschen mit Handicap

www.handimove.de

Handi-Hebetücher

| | | | | |
|-----------|--|--|---|---|
| STANDAARD | ohne Kopfstütze | mit Kopfstütze | mit Kopfstütze und Schlaufen | Komfort |
| |  <ul style="list-style-type: none"> • Universell einsetzbar • Gesäß ist ab dem Steiß frei • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Gepolsterte Beinschlaufen • Kübelförmig |  <ul style="list-style-type: none"> • Universell einsetzbar • Gesäß ist ab dem Steiß frei • Mondformiger Kopfstütze • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Gepolsterte Beinschlaufen • Kübelförmig |  <ul style="list-style-type: none"> • Universell einsetzbar • Gesäß ist ab dem Steiß frei • Zusätzliche Schlaufen an der Kopfstütze zur Unterstützung • Gepolsterte Beinschlaufen • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Kübelförmig |  <ul style="list-style-type: none"> • Sicheres, «umschlossenes» Gefühl • Gesäß ist ab dem Steiß frei • Mondformiger Kopfstütze • Gepolsterte Beinschlaufen • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Kübelförmig |
| | zweiteilig | mit Kopfstütze | ohne Kopfstütze | Thorax |
| |  <ul style="list-style-type: none"> • Ideal für den Toilettengang • Einfaches Anlegen • Aufhängung an 2 oder 4 Punkten • Gepolsterte Beinschlaufen |  <ul style="list-style-type: none"> • Ideal für den Toilettengang • Gesäß und unterer Rücken bleiben frei • Einfaches Anlegen • Auch als Badehebetuch erhältlich (in PVC) • Für Menschen mit eingeschränkter Kopfkontrolle • Gepolsterte Beinschlaufen • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten |  <ul style="list-style-type: none"> • Ideal für den Toilettengang • Gesäß und unterer Rücken bleiben frei • Einfaches Anlegen • Auch als Badehebetuch erhältlich (in PVC) • Gepolsterte Beinschlaufen • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten |  <ul style="list-style-type: none"> • Ideal für den Toilettengang • Gesäß und unterer Rücken bleiben frei • Kreuzbänder für bessere Unterstützung • Tuchgewebe • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Gepolsterte Beinschlaufen |
| SPECIFIEK | Einfache Beinamputation | Doppelte Beinamputation | Skoliose | Liegehaltung |
| |  <ul style="list-style-type: none"> • Speziell für Leute mit einzelnen Oberschenkelamputation • Gesäß ist ab dem Steiß frei • Gepolsterte Beinschlaufen • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Kübelförmig |  <ul style="list-style-type: none"> • Speziell für Leute mit doppelten Oberschenkelamputation • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Mit/Ohne Aussparung für den Toilettengang |  <ul style="list-style-type: none"> • Spezielles Design für zusätzliche Unterstützung auf der Höhe des Rückens • 4 stabile Fischbeinstäbche • Aufhängung an 2 oder 4 Punkten • Gepolsterte Beinschlaufen |  <ul style="list-style-type: none"> • Universell einsetzbar • Transfer in waagerechter Position • Doppelte Schicht mit durchgängigem Stoff • Aufhängung an 4 Punkten |

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an

